

Guanti Handeze Craft - singolo mis. 2

da: Handeze



Modello: ACCYAR3586

Estos guantes son recomendados por los médicos como ayuda terapéutica para superar y prevenir los calambres en las manos (especialmente para aquellos que dedican mucho tiempo a trabajos manuales como bordados, patchwork, etc.). Mientras trabajan con normalidad, estos guantes "masajean" el dorso y la palma de la mano proporcionando un alivio inmediato y menos fatiga.

Utilice la tabla a continuación para determinar qué talla le queda mejor (por lo general, todas las mujeres caen en las tallas 2-4, los hombres en las tallas 3-5): Primero, coloque como se muestra en la imagen la mano en la pantalla y donde la llega el dedo representa el tamaño adecuado para tu mano. Si lo prefiere, puede dibujar fácilmente una línea en una hoja de papel y colocando su mano "marcar" el final del dedo meñique, si la distancia entre la línea es la marca es de aprox. 6,35 cm. entonces el tamaño adecuado es 2, si la distancia es aprox. 7,62 cm. el tamaño adecuado es 3, si la distancia es de aprox. 8,90cm. el tamaño apropiado es 4, si es mayor que 5. En caso de duda en la medida, es preferible un tamaño un poco más estrecho.

□

Precio: € 15.98 (incl. IVA)

Accesorios, Fashion y Merceria - Cosas útiles

Guanti Handeze Craft - singolo mis. 3

da: Handeze



Modello: ACCYAR3588

Estos guantes son recomendados por los médicos como ayuda terapéutica para superar y prevenir los calambres en las manos (especialmente para aquellos que dedican mucho tiempo a trabajos manuales como bordados, patchwork, etc.). Mientras trabajan con normalidad, estos guantes "masajean" el dorso y la palma de la mano proporcionando un alivio inmediato y menos fatiga.

Utilice la tabla a continuación para determinar qué talla le queda mejor (por lo general, todas las mujeres caen en las tallas 2-4, los hombres en las tallas 3-5): Primero, coloque como se muestra en la imagen la mano en la pantalla y donde la llega el dedo representa el tamaño adecuado para tu mano. Si lo prefiere, puede dibujar fácilmente una línea en una hoja de papel y colocando su mano "marcar" el final del dedo meñique, si la distancia entre la línea es la marca es de aprox. 6,35 cm. entonces el tamaño adecuado es 2, si la distancia es aprox. 7,62 cm. el tamaño adecuado es 3, si la distancia es de aprox. 8,90cm. el tamaño apropiado es 4, si es mayor que 5. En caso de duda en la medida, es preferible un tamaño un poco más estrecho.

□

Precio: € 14.89 (incl. IVA)